



Derivatisierungsreagenzien für die Gaschromatographie



Silylierung

Die Umsetzung von funktionellen Gruppen, die aktive Wasserstoffatome enthalten, mit Trialkylsilylgruppen ist universell und wird häufig verwendet. Genutzt werden kann die Silylierung unter anderem zur Derivatisierung von Alkoholen, Phenolen, Carbonsäuren, Thiolen, Alkylsilylpräparate **Aminen** und Amiden. Trimethylsilyl / TMS) können einfach und oft quantitativ erhalten werden.

Da Wasser und andere protische Lösungsmittel ebenfalls mit den Reagenzien reagieren, muss die Umsetzung in aprotischen Lösungsmitteln erfolgen.



$$\begin{array}{c|c} O & Si(CH_3)_3 \\ \hline & N & CH_3 \end{array}$$

MSTFA


N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamid

HMDS


Hexamethyldisilazan

$$H_3C$$
 \longrightarrow N \longrightarrow \longrightarrow N \longrightarrow \longrightarrow N \longrightarrow \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow N \longrightarrow \longrightarrow N \longrightarrow \longrightarrow N \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow N \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow \longrightarrow

N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid



N,O-Bis(trimethylsilyI)trifluoracetamid



TMSI

Trimethylsilylimidazol


MTBSTFA


N-Methyl-*N-tert*-butyldimethylsilyltrifluoracetamid

Acylierung

Bei Acylierungsreaktionen werden aktive Wasserstoffatome von **OH-**, **NH₂-**, **NH- oder SH-Gruppen** durch Acylgruppen (-CO-R) substituiert.

Angewendet werden diese Reaktionen dementsprechend zur Derivatisierung von **Alkoholen**, **Aminen** und **Thiolen**. Häufig finden hierbei fluorierte Acylierungsreagenzien Verwendung, da diese reaktiver sind. Zudem führen deren Reaktionsprodukte zu einer deutlich höheren Sensitivität zum Beispiel bei Einsatz eines Electron Capture Detectors (ECD).







Alkylierung

Durch Alkylierungen lassen sich vor allem saure OH-Gruppen (z.B. Carbonsäuren, Phenole) und Amine gut derivatisieren. Meist werden Methylierungsreagenzien eingesetzt, bei denen die aktiven Wasserstoffatome durch Methylreste substituiert werden. Alkylierungen führen zu sehr stabilen Derivaten.



Mischungen

Mischungen aus unterschiedlichen Derivatisierungsmitteln, Lösungen und aktivierenden Reagenzien führen häufig zu effizienteren Umsetzungen als einzelne Reagenzien. Aus diesem Grund bietet ISERA verschiedene vorgefertigte Reagenzmischungen an.

Silyl-271

BSA - HMDS - TMSI, 2:7:1

Sily-1139

TMSI – Pyridin, 11:39

Sily-991

BSTFA - TMCS, 99: 1

Silyl-21

HMDS - TMCS, 2:1

SilyI-2110

HMDS – TMCS – Pyridin, 2:1:10

Kits

Welches ist das richtige Derivatisierungsreagenz für meine Analyten? Mit welchem Reagenz ist die Umsetzung vollständig? Welches Reagenz ermöglicht definierte und reproduzierbare Ergebnisse?

Für Forschungsanwendungen und Methodenentwicklungen bietet ISERA Derivatisierungs-Kits mit unterschiedlichen Reagenzien an.

Silylierungs-Kit

BSA | BSTFA | MSTFA | TMSI Silyl-271 | Silyl-991 Acylierungs-, Alkylierungs-Kit

MBTFA | HFBA | TMSH | DMF-DMA

Entwicklungs-Kit

BSTFA | MBTFA | TMSH

Derivatisierungsreagenzien für die GC

Die Gaschromatographie zählt zu den leistungsfähigsten modernen Anaysenverfahren. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Methode lassen sich durch die Verwendung von Derivatisierungsreagenzien noch wesentlich erweitern, da viele Analyten erst nach Derivatisierung für die Analyse per GC zugänglich sind.

Neben einer Verbesserung der Verdampfungseigenschaften kann durch eine Derivatisierung auch eine bessere Trennung von Analyten oder eine erhöhte Sensitivität und Selektivität bezüglich der Detektion erreicht werden.

TMSH

MSTFA

E3C N SI(CH3)3

HFBA

N—Si(CH₃)₃

- Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten der GC
- Verbesserung von Trennungen
- Höhere Sensitivität
- Vorteilhafte chromatographische Eigenschaften

BSA

Silyl-991

BSTFA

СН₃ | Н₃С—S+ ⁻ОН | СН₃

Silyl-271

MBTFA

DMF-DMA

PFBC

TMSI

ISERA GmbH

Kreuzauer Str. 46 52355 Düren, Germany Telefon +49-(0)2421-972854-1

E-Mail info@isera.de

Besuchen Sie uns auf www.ISERA.de

